



Therapiegeräte von Enraf Nonius

wirkungsvoll - effektiv - intuitiv



TECARPULS

Tiefenwärme-Therapiegerät

Nachfolger des Skanlab Tiefenwärme-Therapiegerätes.

TECARPULS erzeugt eine kontrollierte lokale Tiefenwärme zur Behandlung muskulärer und skelettaler Probleme. Farbiger Touch-Screen mit Schnellzugriff-Menü. Inkl. komplettem Zubehör.

Nr.: 1730.901 ~~4.620,- €~~ **3.995,- €**

Leasing auf Anfrage



Endopuls 811

Radiales Stoßwellentherapiegerät

Mobil, einfach und wirtschaftlich einsetzbar. Elektromagnetisch erzeugte Stoßwelle benötigt keinen Kompressor (transportabel). Hohe Langlebigkeit, geringe Folgekosten. Hoher Bedienkomfort durch ergonomisch geformtes Handstück (kaum Druck nötig) und großen, übersichtlichen Touchscreen-Monitor. Gute intrinsische Vibrationsdämpfung, optimale Energieübertragung zum Patienten. Inkl. Aluminium-Koffer und Zubehör.

Nr.: 1650.902 ~~11.769,- €~~ **10.600,- €**

Leasing auf Anfrage



EN Car U3 Gerätewagen

Funktionaler Gerätewagen für die Elektrotherapie. Leicht verfahrbar durch große Laufrollen, 2 davon bremsbar. 2 Ebenen, 1 Schublade.

Nr.: 1468.960 ~~851,- €~~ **765,- €**

Leasing auf Anfrage



Endolaser 120

LLL-Therapielaser

Zur Beseitigung von Schmerzen. Linderung von Entzündungen und beschleunigte Heilung von Geweben. Kompaktes, intuitives Laser-Therapiegerät mit Indikationsmenü. Verschiedene Sonden einsetzbar

Nr.: 1633.901 ~~1.419,- €~~ **1.250,- €**

Leasing auf Anfrage



Laser-Therapie sonde

LP500C Lasersonde 500 mW

Kontinuierlich strahlende Laserdiode (808 nm) 500 mW, mit Positionslicht.

Nr.: 1632.802 ~~1.530,- €~~ **1.350,- €**

Leasing auf Anfrage

> Weitere Therapiesonden auf Anfrage erhältlich



Member of MEDICAlliance
DÜSSELDORF, GERMANY
14-17 NOVEMBER 2022

Besuchen Sie uns am Stand von
Enraf Nonius, Halle 4/D58



HERBSTAKTION 2022 gültig vom 01.10. - 30.11.2022

PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH

Vertriebsbüro Tecklenburg T 05455 - 55 680 25

Dörenther Straße 10 F 05455 - 55 680 17

49545 Tecklenburg E physio@promedia-med.de

Vertriebsbüro Erfurt

Gustav-Tauschek-Str. 7

99099 Erfurt

Vertriebsbüro München

Zeppelinstr. 9

82205 Gilching

www.promedia-med.de



PARTNER FOR LIFE

Besuchen Sie uns auf der MEDICA am Stand von Enraf Nonius, Halle 4, Stand D58

Diese Aktionen sind gültig für Bestellungen vom 01.10. - 30.11.2022, alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. sowie der Liefer- und Verpackungs- sowie evtl. anfallender Montagekosten.

Leasing: Für Aktuelle Informationen zu Laufzeiten und Leasing-Konditionen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.

HERBSTAKTION 2022

gültig vom 01.10. - 30.11.2022

www.promedia-med.de



PARTNER FOR LIFE



Sonopuls 492

Elektro-/Ultraschall-Kombinationsgerät

Mit großem (5cm²) oder kleinem (0,8cm²) Ultraschallkopf. Das Spitzengerät der 4-Serie. Dieser Alleskönner versetzt Sie in die Lage, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie und eine kombinierte Therapie anzuwenden. 1 & 3 MHz-Ultraschallfrequenzen (gepulst & kontinuierlich) und alle modernen und effektiven Stromformen sind integriert.

Nr.: 1498.911 ~~3.374,- €~~ **2.990,- €**

Leasing auf Anfrage

Sinnvolle Ergänzungen:

Vacotron 460

Saugwellen-Ergänzungsmodul für Sonopuls 492 und Endomed 482

Zum schnellen Anlegen der Vakuumelektroden, wenn das Anbringen von Fixierbändern nicht möglich ist.

Nr.: 1498.950 ~~1.499,- €~~ **1.300,- €**

Leasing auf Anfrage

StatUS Pack 400

Ergänzungsmodul für Sonopuls 492

Für handsfree-Ultraschall-Therapie (StatUS™: Static Ultrasound, Statischer Ultraschall) der Ultraschallkopf wird mittels Saugkopf appliziert und gewährleistet optimalen Ansatz zum Gewebe.

Nr.: 1629.902 ~~1.276,- €~~ **1.100,- €**

Leasing auf Anfrage

Mobiler Therapieturm

– alles kompakt an einem Platz

Therapieturm „Komplett“

Vollständige Elektrotherapieeinheit

Bestehend aus:

- Elektro-Ultraschallgerät Sonopuls 492
- Saugmodul Vacotron 460
- Handsfree-Ultraschallmodul StatUS
- Gerätewagen EN Car U3, fahrbar

Nr.: 1Therapieturm kpl. ~~7.081,- €~~ **6.350,- €**

Leasing auf Anfrage




Sonopuls 490

Hocheffizientes Ultraschall-Therapiegerät

Komfortable Bedienung durch Touchscreen und intuitive Menüstruktur. Sie haben die Wahl: Neben 25 vorprogrammierten Protokollen stehen weitere 20 Speicherplätze für eigene Therapie-Protokolle zur Verfügung. Effiziente Therapie durch visuelle Kontaktkontrolle. Mit großem (5cm²), kleinem (0,8cm²) oder beiden Ultraschallköpfen erhältlich. Kristallklarer TFT-Farbbildschirm, Ultraschallfrequenzen 1 und 3 MHz, pulsierender (Pulsfrequenz 16, 48 oder 100Hz) oder kontinuierlicher Ultraschall. inkl. Akku und Transporttasche (für Hausbesuche...).

Nr.: 1498.901 ~~1.955,- €~~ **1.750,- €**

Leasing auf Anfrage



Endomed 482

Das Elektrotherapiegerät für den anspruchsvollen Therapeuten

Mit zwei Kanälen und allen gängigen nieder- und mittelfrequenten Stromformen. Komfortabler Touchscreen-Monitor sowie eine umfassende Bibliothek mit evidenzbasierten Behandlungsprotokollen. Optional mit Akku für netzunabhängigen Betrieb.

Nr.: 1498.920 ~~2.587,- €~~ **2.350,- €**

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 222

Polster 3-teilig, Kopfteil verstellbar, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperre, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5502.222 ~~2.903,- €~~ **2.650,- €**

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 245

Polster 3-teilig, Kopfteil 3-teilig mit unabhängig verstellbaren Armteilen, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Flexionsstellung, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperre, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5501.245 ~~3.415,- €~~ **3.050,- €**

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 321

Polster 2-teilig, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil (länglich o. dreieckig), elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperre, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5500.321 ~~2.679,- €~~ **2.450,- €**

Leasing auf Anfrage



MANUMAX

Typ Multi 3.3

Polster 3-teilig, Kopfteil positiv und negativ verstellbar, formschöner Gesichtsausschnitt inkl. Verschlussstück, Fußteil anstellbar, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, Hubleistung 250 kg, integrierte Sicherheitsschaltung, fahrbar über Roll-/Hubsystem, Polsterfarbe nach Wahl.

Nr.: MM_M 3.3 ~~3.303,- €~~ **2.945,- €**

Leasing auf Anfrage

Rundum-Höhenverstellung



5-teiliges Polster



MANUMAX

Typ Multi 3.5

Polster 5-teilig, Kopfteil positiv und negativ verstellbar, formschöner Gesichtsausschnitt inkl. Verschlussstück, Armteile stufenlos absenkbar, mit elektrischer Flexionsstellung, Fußteil anstellbar, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, Hubleistung 250 kg, integrierte Sicherheitsschaltung, fahrbar über Roll-/Hubsystem, Polsterfarbe nach Wahl.

Nr.: MM_M 3.5 ~~3.939,- €~~ **3.465,- €**

Leasing auf Anfrage

