



LEIPZIG
04.-06. Mai 2023

Besuchen Sie uns am Stand von
Enraf Nonius, Halle 1, Stand D22

PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK



SONDERAKTION THERAPIE LEIPZIG

gültig vom 01.04. - 15.05.2023



PARTNER FOR LIFE

www.promedia-med.de

PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK



Sinnvolle
Ergänzungen:



Sonopuls 492

Elektro-/Ultraschall-Kombinationsgerät

Mit großem (5 cm²) oder kleinem (0,8 cm²) Ultraschallkopf. Das Spitzengerät der 4-Serie. Dieser Alleskönner versetzt Sie in die Lage, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie und eine kombinierte Therapie anzuwenden. 1 & 3 MHz-Ultraschallfrequenzen (gepulst & kontinuierlich) und alle modernen und effektiven Stromformen sind integriert.

Nr.: 1498.911 ~~3.475,- €~~ **3.058,- €**

Leasing auf Anfrage

Vacotron 460

Saugwellen-Ergänzungsmodul für Sonopuls 492 und Endomed 482

Zum schnellen Anlegen der Vakuumelektroden, wenn das Anbringen von Fixierbändern nicht möglich ist.

Nr.: 1498.950 ~~1.545,- €~~ **1.359,- €**

Leasing auf Anfrage

StatUS Pack 400

Ergänzungsmodul für Sonopuls 492

Für handsfree-Ultraschall-Therapie (StatUS™: Static Ultrasound, Statischer Ultraschall) der Ultraschallkopf wird mittels Saugkopf appliziert und gewährleistet optimalen Ansatz zum Gewebe.

Nr.: 1629.902 ~~1.315,- €~~ **1.159,- €**

Leasing auf Anfrage



Mobiler Therapieturm – alles kompakt an einem Platz

Therapieturm ‚Komplett‘


Vollständige Elektrotherapieeinheit

Bestehend aus:

- Elektro-Ultraschallgerät Sonopuls 492
- Saugmodul Vacotron 460
- Handsfree-Ultraschallmodul StatUS
- Gerätewagen EN Car U3, fahrbar

Nr.: 1Therapieturm kpl. ~~7.295,- €~~ **6.325,- €**

Leasing auf Anfrage



Sonopuls 190S1

Kleines und effizientes Ultraschall-Therapiegerät

Komfortable Bedienung durch Touchscreen und intuitive Menüstruktur. Sie haben die Wahl: Neben 25 vorprogrammierten Protokollen stehen weitere 20 Speicherplätze für eigene Therapie-Protokolle zur Verfügung. Effiziente Therapie durch visuelle Kontaktkontrolle. Mit großem (5 cm²) oder kleinem (0,8 cm²) Ultraschallkopf, kristallklarer TFT-Farbbildschirm, äußerst flexibles Kabel, Ultraschallfrequenzen 1 und 3 MHz, Pulsfrequenz 16, 48 und 100 Hz, kontinuierlicher und pulsierender Ultraschall. Maße: B x H x T = 21 x 19 x 9 cm, Gewicht: 760 g.

Nr.: 1631.961 ~~1.578,- €~~ **1.420,- €**

Leasing auf Anfrage

Endomed 482

Das Elektrotherapiegerät für den anspruchsvollen Therapeuten

Mit zwei Kanälen und allen gängigen nieder- und mittelfrequenten Stromformen.

Komfortabler Touchscreen-Monitor sowie eine umfassende Bibliothek mit evidenzbasierten Behandlungsprotokollen. Optional mit Akku für netzunabhängigen Betrieb.

Nr.: 1498.920 ~~2.665,- €~~ **2.345,- €**

Leasing auf Anfrage





Manumed Optimal

Typ 222

Polster 3-teilig, Kopfteil verstellbar, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperre, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5502.222 ~~3.050,- €~~ **2.685,- €**
Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 245

Polster 3-teilig, Kopfteil 3-teilig mit unabhängig verstellbaren Armteilen, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Flexionsstellung, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperre, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5501.245 ~~3.587,- €~~ **3.155,- €**
Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 321

Polster 2-teilig, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil (länglich o. dreieckig), elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperre, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5500.321 ~~2.813,- €~~ **2.475,- €**
Leasing auf Anfrage



MANUMAX

Typ Multi 3.3

Polster 3-teilig, Kopfteil positiv und negativ verstellbar, formschöner Gesichtsausschnitt inkl. Verschlussstück, Fußteil anstellbar, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, Hubleistung 250 kg, **integrierte Sicherheitsschaltung**, fahrbar über Roll-/Hubsystem, Polsterfarbe nach Wahl.

Nr.: MM_M 3.3 ~~3.403,- €~~ **2.995,- €**
Leasing auf Anfrage

Rundum-Höhenverstellung



5-teiliges Polster



MANUMAX

Typ Multi 3.5

Polster 5-teilig, Kopfteil positiv und negativ verstellbar, formschöner Gesichtsausschnitt inkl. Verschlussstück, Armteile stufenlos absenkbar, mit elektrischer Flexionsstellung, Fußteil anstellbar, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, Hubleistung 250 kg, **integrierte Sicherheitsschaltung**, fahrbar über Roll-/Hubsystem, Polsterfarbe nach Wahl.

Nr.: MM_M 3.5 ~~4.058,- €~~ **3.575,- €**
Leasing auf Anfrage

Machen Sie einen Schritt nach vorne. Steigen Sie auf das **EN-Motion** um!

Medizinisches Laufband

Typ EN-Motion

Ideal für Physiotherapie und Rehabilitation.

- mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung
- Lauffläche 150x50cm
- Geschwindigkeit 0,4 – 18 km/h
- positive Steigung 0 – 15%
- negative Steigung 0 – 10%
- Einstiegshöhe nur 12,5 cm
- max. Patientengewicht 235 kg
- LCD/TFT-Farbdisplay mit intuitiver Menüführung

Nr.: 1665.901 ~~9.749,- €~~ **8.775,- €**

Leasing auf Anfrage



Medizinisches Laufband

Typ EN-Motion PLUS

Beschreibung wie Typ EN-Motion, jedoch mit elektrisch verstellbaren Seitenbarren.

Nr.: 1665.902 ~~11.308,- €~~ **10.175,- €**

Leasing auf Anfrage



EN Crosswalker

- Gesamt-Workout-Ergometer mit geräuschemem Riemenantrieb
- Chipkartentechnologie, verschleißfeste Wirbelstrombremse
- Pulsüberwachung mittels Polar®-Brustgurt

Nr.: 1413.931 ~~6.778,- €~~ **6.100,- €**

Leasing auf Anfrage



Bike Reha Track

Test- und Trainingsergometer für die Rehabilitation

Leistung von 5 bis 400 Watt. Mit diversen Programmen wie pulsgesteuertes Kardiotraining, Stufentest u.v.m. Touchscreen-Display mit intuitiver Menüführung. Sehr niedriger Einstieg. Lenker und Sattel horizontal und vertikal verstellbar.

Nr.: 1413.921 ~~4.898,- €~~ **4.405,- €**

Leasing auf Anfrage

SONDERAKTION gültig vom 01.04. – 15.05.2023

PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH

Vertriebsbüro Tecklenburg T 05455 - 55 680 25
Dörenther Straße 10 F 05455 - 55 680 17
49545 Tecklenburg E physio@promedia-med.de

Vertriebsbüro Erfurt
Gustav-Tauschek-Str. 7
99099 Erfurt

Vertriebsbüro München
Zeppelinstr. 9
82205 Gilching

www.promedia-med.de



PARTNER FOR LIFE

Besuchen Sie uns auf der THERAPIE Leipzig am Stand von Enraf Nonius, Halle 1, Stand D22

Diese Aktionen sind gültig für Bestellungen vom 01.04. - 15.05.2023. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. sowie der Liefer- und Verpackungs- und evtl. anfallender Montagekosten.

Leasing: Für aktuelle Informationen zu Laufzeiten und Leasing-Konditionen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.