



Member of  MEDICAlliance

DÜSSELDORF, GERMANY
13.-16. NOVEMBER 2023

Besuchen Sie uns am Stand von
Enraf Nonius, Halle 4/D58

PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK



ELEKTROTHERAPIE



BEHANDLUNGSLIEGEN



MEDIZINISCHE
FITNESS

HERBSTAKTION 2023

gültig vom 01.10. – 30.11.2023



PARTNER FOR LIFE

www.promedia-med.de

PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK



Sinnvolle
Ergänzungen:



Sonopuls 492

Elektro-/Ultraschall-Kombinationsgerät

Mit großem (5 cm²) oder kleinem (0,8 cm²) Ultraschallkopf. Das Spitzengerät der 4-Serie. Dieser Alleskönner versetzt Sie in die Lage, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie und eine kombinierte Therapie anzuwenden. 1 & 3 MHz-Ultraschallfrequenzen (gepulst & kontinuierlich) und alle modernen und effektiven Stromformen sind integriert.

Nr.: 1498.911 ~~3.649,- €~~ **3.195,- €**

Leasing auf Anfrage

Vacotron 460

Saugwellen-Ergänzungsmodul für Sonopuls 492 und Endomed 482

Zum schnellen Anlegen der Vakuumelektroden, wenn das Anbringen von Fixierbändern nicht möglich ist.

Nr.: 1498.950 ~~1.622,- €~~ **1.450,- €**

Leasing auf Anfrage

StatUS Pack 400

Ergänzungsmodul für Sonopuls 492

Für handsfree-Ultraschall-Therapie (StatUS™: Static Ultrasound, Statischer Ultraschall) der Ultraschallkopf wird mittels Saugkopf appliziert und gewährleistet optimalen Ansatz zum Gewebe.

Nr.: 1629.902 ~~1.381,- €~~ **1.225,- €**

Leasing auf Anfrage



Mobiler Therapieturm – alles kompakt an einem Platz

Therapieturm ‚Komplett‘


Vollständige Elektrotherapieeinheit

Bestehend aus:

- Elektro-Ultraschallgerät Sonopuls 492
- Saugmodul Vacotron 460
- Handsfree-Ultraschallmodul StatUS
- Gerätewagen EN Car U3, fahrbar

Nr.: 1Therapieturm kpl. ~~7.635,50 €~~ **6.650,- €**

Leasing auf Anfrage



Sonopuls 190S1

Kleines und effizientes Ultraschall-Therapiegerät

Komfortable Bedienung durch Touchscreen und intuitive Menüstruktur. Sie haben die Wahl: Neben 25 vorprogrammierten Protokollen stehen weitere 20 Speicherplätze für eigene Therapie-Protokolle zur Verfügung. Effiziente Therapie durch visuelle Kontaktkontrolle. Mit großem (5 cm²) oder kleinem (0,8 cm²) Ultraschallkopf, kristallklarer TFT-Farbbildschirm, äußerst flexibles Kabel, Ultraschallfrequenzen 1 und 3 MHz, Pulsfrequenz 16, 48 und 100 Hz, kontinuierlicher und pulsierender Ultraschall. Maße: B x H x T = 21 x 19 x 9 cm, Gewicht: 760 g.

Nr.: 1631.961 ~~1.657,- €~~ **1.495,- €**

Leasing auf Anfrage

Endomed 482

Das Elektrotherapiegerät für den anspruchsvollen Therapeuten

Mit zwei Kanälen und allen gängigen nieder- und mittelfrequenten Stromformen. Komfortabler Touchscreen-Monitor sowie eine umfassende Bibliothek mit evidenzbasierten Behandlungsprotokollen. Optional mit Akku für netzunabhängigen Betrieb.

Nr.: 1498.920 ~~2.798,- €~~ **2.495,- €**

Leasing auf Anfrage





Manumed Optimal

Typ 222

Polster 3-teilig, Kopfteil verstellbar, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperreschalter, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5502.222

~~3.202,- €~~

2.795,- €

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 321

Polster 2-teilig, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil (länglich o. dreieckig), elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperreschalter, fahrbar über Roll-/Hubsystem.

Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5500.321

~~2.953,- €~~

2.595,- €

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 245

Polster 3-teilig, Kopfteil 3-teilig mit unabhängig verstellbaren Armteilen, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Flexionsstellung, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperreschalter, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5501.245

~~3.766,- €~~

3.395,- €

Leasing auf Anfrage

Endolaser 120

LLL-Therapielaser

- Zur Beseitigung von Schmerzen
- Linderung von Entzündungen und beschleunigte Heilung von Geweben
- Kompaktes, intuitives Laser-Therapiegerät
- Mit Indikationsmenü
- Verschiedene Sonden einsetzbar

Nr.: 1633.901

~~1.535,- €~~

1.350,- €

Leasing auf Anfrage

Laser-Therapiesonde

LP500C Lasersonde 500 mW

Kontinuierlich strahlende Laserdiode (808 nm) 500 mW, mit Positionslicht.

Nr.: 1632.802

~~1.656,- €~~

1.450,- €

Leasing auf Anfrage

› Weitere Therapiesonden auf Anfrage erhältlich



NEU

VELUSJET®

Die Revolution des Hydrojet

Variable Düsen, intuitive Steuerung, modernes Design, bester Preis am Markt.

Muskelverspannungen, muskuläre Dysbalancen, stressbedingte Anspannungen sowie Rücken- und Gelenkschmerzen sind häufige und oft chronische Beschwerdebilder. Der Massagedruck der Überwasser-Massage des VELUSJET® von 7,4 bar ermöglicht eine effektive Behandlung dieser verschiedensten Indikatoren. Des weiteren kann der VELUSJET® als Vorbereitung für therapeutische Maßnahmen wie Extension, manuelle Therapie oder Krankengymnastik eingesetzt werden.

- Zwei separat ansteuerbare Hochleistungspumpen
- Je nach Hydrojet Modell bis zu 30 vorkonfigurierte Themenmassagen wählbar
- Geringer Personalaufwand und intuitive Bedienung
- Programmierbare Heizzeiten und intelligentes Temperaturmanagement
- Geringe Betriebskosten durch modernste, energieeffiziente Technik
- Smart cooling, das effizienteste Kühlsystem ohne Wasserverbrauch

Weitere Informationen und Beratung (auf Wunsch auch mit Gerät bei Ihnen vor Ort) sowie Preisangebot gerne auf Anfrage.

Die VELUSJET® Aufwasser-Massage liege erfüllt alle medizinischen Anforderungen für Orthopäden und Physiotherapeuten.



VELUSJET® Bedienung



VELUSJET® Massageprogramme



HERBSTAKTION gültig vom 01.10.–30.11.2023

PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH

Vertriebsbüro Tecklenburg T 05455 - 55 680 25
Dörenther Straße 10 F 05455 - 55 680 17
49545 Tecklenburg E physio@promedia-med.de

Vertriebsbüro Erfurt
Gustav-Tauschek-Str. 7
99099 Erfurt

Vertriebsbüro München
Zeppelinstr. 9
82205 Gilching

www.promedia-med.de

Besuchen Sie uns auf der MEDICA am Stand von Enraf Nonius, Halle 4, Stand D 58

Diese Aktionen sind gültig für Bestellungen vom 01.10. - 30.11.2023. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. sowie der Liefer- und Verpackungs- und evtl. anfallender Montagekosten.



PARTNER FOR LIFE