



PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK

MÜNCHEN
03.-05. Dez. 2024



HERBSTAKTION

gültig vom 01.10. - 31.12.2024



PARTNER FOR LIFE

www.promedia-med.de

PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK



Sinnvolle
Ergänzungen:



Sonopuls 492

Elektro-/Ultraschall-Kombinationsgerät

Mit großem (5 cm²) oder kleinem (0,8 cm²) Ultraschallkopf. Das Spitzengerät der 4-Serie. Dieser Alleskönner versetzt Sie in die Lage, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie und eine kombinierte Therapie anzuwenden. 1 & 3 MHz-Ultraschallfrequenzen (gepulst & kontinuierlich) und alle modernen und effektiven Stromformen sind integriert.

Nr.: 1498.911 ~~3.759,- €~~ **3.305,- €**

Leasing auf Anfrage

Vacotron 460

Saugwellen-Ergänzungsmodul für Sonopuls 492 und Endomed 482

Zum schnellen Anlegen der Vakuumelektroden, wenn das Anbringen von Fixierbändern nicht möglich ist.

Nr.: 1498.950 ~~1.671,- €~~ **1.470,- €**

Leasing auf Anfrage

StatUS Pack 400

Ergänzungsmodul für Sonopuls 492

Für handsfree-Ultraschall-Therapie (StatUS™: Static Ultrasound, Statischer Ultraschall) der Ultraschallkopf wird mittels Saugkopf appliziert und gewährleistet optimalen Ansatz zum Gewebe.

Nr.: 1629.902 ~~1.423,- €~~ **1.252,- €**

Leasing auf Anfrage



Mobiler Therapieturm – alles kompakt an einem Platz

Therapieturm ‚Komplett‘


Vollständige Elektrotherapieeinheit

Bestehend aus:

- Elektro-Ultraschallgerät Sonopuls 492
- Saugmodul Vacotron 460
- Handsfree-Ultraschallmodul StatUS
- Gerätewagen EN Car U3, fahrbar

Nr.: Therapieturm kpl. ~~7.892,- €~~ **6.708,- €**

Leasing auf Anfrage



Sonopuls 190S1

Kleines und effizientes Ultraschall-Therapiegerät

Komfortable Bedienung durch Touchscreen und intuitive Menüstruktur. Sie haben die Wahl: Neben 25 vorprogrammierten Protokollen stehen weitere 20 Speicherplätze für eigene Therapie-Protokolle zur Verfügung. Effiziente Therapie durch visuelle Kontaktkontrolle. Mit großem (5 cm²) oder kleinem (0,8 cm²) Ultraschallkopf, kristallklarer TFT-Farbbildschirm, äußerst flexibles Kabel, Ultraschallfrequenzen 1 und 3 MHz, Pulsfrequenz 16, 48 und 100 Hz, kontinuierlicher und pulsierender Ultraschall. Maße: B x H x T = 21 x 19 x 9 cm, Gewicht: 760 g.

Nr.: 1631.961 ~~1.657,- €~~ **1.458,- €**

Leasing auf Anfrage

Endomed 482

Das Elektrotherapiegerät für den anspruchsvollen Therapeuten

Mit zwei Kanälen und allen gängigen nieder- und mittelfrequenten Stromformen. Komfortabler Touchscreen-Monitor sowie eine umfassende Bibliothek mit evidenzbasierten Behandlungsprotokollen. Optional mit Akku für netzunabhängigen Betrieb.

Nr.: 1498.920 ~~2.882,- €~~ **2.536,- €**

Leasing auf Anfrage





Manumed Optimal

Typ 222

Polster 3-teilig, Kopfteil verstellbar, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperreschalter, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5502.222

~~3.299,- €~~

2.903,- €

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 321

Polster 2-teilig, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil (länglich o. dreieckig), elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperreschalter, fahrbar über Roll-/Hubsystem.

Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5500.321

~~3.043,- €~~

2.675,- €

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 245

Polster 3-teilig, Kopfteil 3-teilig mit unabhängig verstellbaren Armteilen, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Flexionsstellung, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, inkl. Sicherheitssperreschalter, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5501.245

~~3.880,- €~~

3.415,- €

Leasing auf Anfrage

Endolaser 120

LLL-Therapielaser

- Zur Beseitigung von Schmerzen
- Linderung von Entzündungen und beschleunigte Heilung von Geweben
- Kompaktes, intuitives Laser-Therapiegerät
- Mit Indikationsmenü
- Verschiedene Sonden einsetzbar

Nr.: 1633.901

~~1.582,- €~~

1.392,- €

Leasing auf Anfrage

Laser-Therapiesonde

LP500C Lasersonde 500 mW

Kontinuierlich strahlende Laserdiode (808 nm) 500 mW, mit Positionslicht.

Nr.: 1632.802

~~1.706,- €~~

1.502,- €

Leasing auf Anfrage

› Weitere Therapiesonden auf Anfrage erhältlich

NEU



Machen Sie einen Schritt nach vorne. Steigen Sie auf das **EN-Motion** um!

Medizinisches Laufband

Typ EN-Motion

Ideal für Physiotherapie und Rehabilitation.

- mit automatischer Geschwindigkeitsanpassung
- Lauffläche 150x50cm
- Geschwindigkeit 0,4 – 18 km/h
- positive Steigung 0 – 15%
- negative Steigung 0 – 10%
- Einstiegshöhe nur 12,5 cm
- max. Patientengewicht 235 kg
- LCD/TFT-Farbdisplay mit intuitiver Menüführung

Nr.: 1665.901 ~~10.236,- €~~ **9.500,- €**

Leasing auf Anfrage



Medizinisches Laufband

Typ EN-Motion PLUS

Beschreibung wie Typ EN-Motion, jedoch mit elektrisch verstellbaren Seitenbarren.

Nr.: 1665.902 ~~12.230,- €~~ **11.350,- €**

Leasing auf Anfrage



Dosierte Kälte mit CryoOne



Kältetherapie

CryoOne

Lokale Kältebehandlung zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung.

CryoOne liefert einen konstanten (einstellbaren) Luftstrom bis zu -30° Celsius. Dieser kalte Luftstrom kann hochkonzentriert (statisch) oder auf einer größeren Fläche angewendet werden.

- ohne Hautkontakt
- mit einer sehr konstanten und sicheren Abkühlungsrate

Nr.: 3442.250 ~~8.034,- €~~ **7.065,- €**

Leasing auf Anfrage

Weitere Informationen und Beratung (auch bei Ihnen vor Ort) sowie Preisangebot gerne auf Anfrage.

HERBSTAKTION gültig vom 01.10. – 31.12.2024

PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH

Vertriebsbüro Tecklenburg T 05455 - 55 680 25
Dörenther Straße 10 F 05455 - 55 680 17
49545 Tecklenburg E physio@promedia-med.de

Vertriebsbüro Erfurt
Gustav-Tauschek-Str. 7
99099 Erfurt

Vertriebsbüro München
Zeppelinstr. 9
82205 Gilching

www.promedia-med.de



PARTNER FOR LIFE

Besuchen Sie uns auf der THERAPIE München vom 03. - 05.12.2024

Diese Aktionen sind gültig für Bestellungen vom 01.10. - 31.12.2024. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. sowie der Liefer- und Verpackungs- und evtl. anfallender Montagekosten.

Leasing: Für aktuelle Informationen zu Laufzeiten und Leasing-Konditionen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.