



LEIPZIG
08. - 10. Mai 2025

Besuchen Sie uns am Stand von
Enraf Nonius, Halle 1, Stand G28

PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK



Sonderaktion THERAPIE Leipzig

gültig vom 15. April - 15. Juni 2025



PARTNER FOR LIFE

www.promedia-med.de

PROMEDIA
MEDIZINTECHNIK



Sinnvolle
Ergänzungen:



Sonopuls 492

Elektro-/Ultraschall-Kombinationsgerät

Mit großem (5 cm²) oder kleinem (0,8 cm²) Ultraschallkopf. Das Spitzengerät der 4-Serie. Dieser Alleskönner versetzt Sie in die Lage, Ultraschalltherapie, Elektrotherapie und eine kombinierte Therapie anzuwenden. 1 & 3 MHz-Ultraschallfrequenzen (gepulst & kontinuierlich) und alle modernen und effektiven Stromformen sind integriert.

Nr.: 1498.911 ~~3.759,- €~~ **3.299,- €**

Leasing auf Anfrage

Vacotron 460

Saugwellen-Ergänzungsmodul für Sonopuls 492 und Endomed 482

Zum schnellen Anlegen der Vakuumelektroden, wenn das Anbringen von Fixierbändern nicht möglich ist.

Nr.: 1498.950 ~~1.780,- €~~ **1.550,- €**

Leasing auf Anfrage


StatUS Pack 400

Ergänzungsmodul für Sonopuls 492

Für handsfree-Ultraschall-Therapie (StatUS™: Static Ultrasound, Statischer Ultraschall) der Ultraschallkopf wird mittels Saugkopf appliziert und gewährleistet optimalen Ansatz zum Gewebe.

Nr.: 1629.902 ~~1.658,- €~~ **1.450,- €**

Leasing auf Anfrage



Mobiler Therapieturm

– alles kompakt an einem Platz

Therapieturm ‚Komplett‘

Vollständige Elektrotherapieeinheit

Bestehend aus:

- Elektro-Ultraschallgerät Sonopuls 492
- Saugmodul Vacotron 460
- Handsfree-Ultraschallmodul StatUS
- Gerätewagen EN Car U3, fahrbar

Nr.: Therapieturm kpl. ~~8.238,- €~~ **6.995,- €**

Leasing auf Anfrage



Sonopuls 190S1

Kleines und effizientes Ultraschall-Therapiegerät

Komfortable Bedienung durch Touchscreen und intuitive Menüstruktur. Sie haben die Wahl: Neben 25 vorprogrammierten Protokollen stehen weitere 20 Speicherplätze für eigene Therapie-Protokolle zur Verfügung. Effiziente Therapie durch visuelle Kontaktkontrolle. Mit großem (5 cm²) oder kleinem (0,8 cm²) Ultraschallkopf, kristallklarer TFT-Farbbildschirm, äußerst flexibles Kabel, Ultraschallfrequenzen 1 und 3 MHz, Pulsfrequenz 16, 48 und 100 Hz, kontinuierlicher und pulsierender Ultraschall. Maße: B x H x T = 21 x 19 x 9 cm, Gewicht: 760 g.

Nr.: 1631.961 ~~1.658,- €~~ **1.450,- €**

Leasing auf Anfrage

Endomed 482

Das Elektrotherapiegerät für den anspruchsvollen Therapeuten

Mit zwei Kanälen und allen gängigen nieder- und mittelfrequenten Stromformen. Komfortabler Touchscreen-Monitor sowie eine umfassende Bibliothek mit evidenzbasierten Behandlungsprotokollen. Optional mit Akku für netzunabhängigen Betrieb.

Nr.: 1498.920 ~~2.882,- €~~ **2.535,- €**

Leasing auf Anfrage





Manumed Optimal

Typ 222

Polster 3-teilig, Kopfteil verstellbar, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, Sicherheit über AutoLock, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5502.222

~~3.514,- €~~

3.090,- €

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 321

Polster 2-teilig, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil (länglich o. dreieckig), elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, Sicherheit über AutoLock, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5500.321

~~3.241,- €~~

2.850,- €

Leasing auf Anfrage



Manumed Optimal

Typ 245

Polster 3-teilig, Kopfteil 3-teilig mit unabhängig verstellbaren Armteilen, mit Nasenschlitz inkl. Schlitzteil, elektrische Flexionsstellung, elektrische Höhenverstellung über Rundumbedienung, Sicherheit über AutoLock, fahrbar über Roll-/Hubsystem. Polsterfarbe: wählbar.

Nr.: 5501.245

~~4.132,- €~~

3.650,- €

Leasing auf Anfrage



Endolaser 120

LLL-Therapielaser

- Zur Beseitigung von Schmerzen
- Linderung von Entzündungen und beschleunigte Heilung von Geweben
- Kompaktes, intuitives Laser-Therapiegerät
- Mit Indikationsmenü
- Verschiedene Sonden einsetzbar

Nr.: 1633.901

~~1.685,- €~~

1.485,- €

Leasing auf Anfrage

Laser-Therapiesonde

LP500C Lasersonde 500 mW

Kontinuierlich strahlende Laserdiode (808 nm) 500 mW, mit Positionslicht.

Nr.: 1632.802

~~1.817,- €~~

1.599,- €

Leasing auf Anfrage

› Weitere Therapiesonden auf Anfrage erhältlich

Elektrotherapie / Physikalische Therapie

funktionell • anwenderfreundlich • wirksam



High Energy-Inductive-Therapie (HEIT)

Compact-II

Zur nicht-invasiven Stimulation von Nerven, Muskeln und Blutgefäßen.

- Einsatz als statische oder dynamische Therapie
- Die Behandlung kann auch sehr effektiv durch die Kleidung erfolgen

Die High Energy Induktiv-Therapie mit COMPACT-II ist eine wertvolle Ergänzung für Ihre physiotherapeutische Praxis. COMPACT-II erzeugt ein starkes magnetisches Feld, in dem Nervenzellen, Muskeln und Blutgefäße auf nicht invasive Weise stimuliert werden. Dadurch kann das Gewebe wieder gesunden und die Beschwerden verschwinden.

Nr.: 3442.203

~~19.055,- €~~

16.250,- €

Leasing auf Anfrage



Hochfrequenzstrom (RFEC)

Tecarpuls-II

Gerät für die Diathermie mithilfe von Hochfrequenzstrom (RFEC, auch als TECAR bekannt).

Hochfrequenzstrom wird zur Erhöhung der Gewebereparatur angewendet, um eine Schmerzlinderung zu erreichen. Er ermöglicht, Zellen und den Zellstoffwechsel mithilfe von alternierenden Wellen zu stimulieren und kann Wärme sowohl oberflächlich als auch tief im Körper erzeugen.

Nr.: 1731.901

~~9.983,- €~~

8.750,- €

Leasing auf Anfrage



Kryotherapie

Dosierte Kälte mit CryoOne

Lokale Kältebehandlung zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung.

- ohne Hautkontakt
- mit einer sehr konstanten und sicheren Abkühlungsrate

CryoOne liefert einen konstanten (einstellbaren) Luftstrom bis zu -30° Celsius. Dieser kalte Luftstrom kann hochkonzentriert (statisch) oder auf einer größeren Fläche angewendet werden.

Nr.: 3442.250

~~8.150,- €~~

7.150,- €

Leasing auf Anfrage

Weitere Informationen und Beratung (auch bei Ihnen vor Ort) sowie Preisangebot gerne auf Anfrage.

Sonderaktion THERAPIE Leipzig, gültig vom 15.04. – 15.06.2025

PROMEDIA Medizintechnik A. Ahnfeldt GmbH

Vertriebsbüro Tecklenburg
Dörenther Straße 10
49545 Tecklenburg

T 05455 - 55 680 25
F 05455 - 55 680 17
E physio@promedia-med.de

Vertriebsbüro Erfurt
Gustav-Tauschek-Str. 7
99099 Erfurt

Vertriebsbüro München
Zeppelinstr. 9
82205 Gilching

www.promedia-med.de

Besuchen Sie uns auf der THERAPIE Leipzig, vom 08. - 10.05.2025

Diese Aktionen sind gültig für Bestellungen vom 15.04. - 15.06.2025. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. sowie der Liefer- und Verpackungs- und evtl. anfallender Montagekosten.

Leasing: Für aktuelle Informationen zu Laufzeiten und Leasing-Konditionen kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.



PARTNER FOR LIFE